


Test rapid tip casetă pentru determinarea Amfetaminelor (AMP) în urină
COD SN 7.1

Principiul: Testul *See Now Amfetamina* este imunocromatografic, de tip sandwich, pentru determinarea calitativă a amfetaminelor și metabolizilor săi în urină, acesta putând fi determinat la o concentrație de 1000 ng/mL.

Acesta este un test destinat uzului profesional.

Acest test oferă un rezultat preliminar. O atenție sporită trebuie acordată fiecărui rezultat al unui test pentru detectarea consumului de droguri, iar în mod deosebit analizei unui rezultat preliminar pozitiv. Pentru obținerea confirmării unui rezultat, va trebui folosită o metodă superioară de analiză.

Amfetamina este un stimulent pentru sistemul nervos central și poate provoca stări de agitație, insomnii, creșterea energiei, inhibarea apetitului și iluzia unor stări de bine. Aceasta poate fi administrată oral, intravenos, prin fumate sau inhalare nazală. După ingestie, amfetaminele sunt metabolizate de ficat prin procese de hidroxilare, demetilare, deaminare și conjugare. Eliminarea se face pe cale renală, atât sub formă de metabolizi cât și ca amfetamine nemodificate; procentul de amfetamine excretate depinde de pH-ul urinar.

Testul pentru Amfetamina se bazează pe anticorpi monoclonali de la șoarece și conjugați coloidal de aur pre-uscați pe test.

Antigenii conjugați din regiunea de test și din regiunea de anticorpi monoclonali de la șoarece (din regiunea de control IgG) sunt imobilizați pe membrana de reacție. Testul este o etapă importantă și competitivă de inhibare imunocromatografică, în care un drog chimic sau un conjugat al acestuia concurează cu drogul existent în urină, pentru a limita legarea anticorpilor. Când partea absorbantă a testului este imbibată cu urină, urina va migra prin principiul capilarității de-a lungul testului ajungând la fereastra testului unde vor avea loc reacțiile.

Un rezultat negativ va produce două linii roz, una aflată în zona de test iar cealaltă aflată în zona de control. Un rezultat pozitiv va produce o singură linie roz, aflată în zona de control. Lipsa existenței liniei de control în zona de control indică invaliditatea rezultatului.

Materiale prevăzute în trusă:

1. Caseta / stripul în ambalaj individual.
2. Pipetă de plastic de unică folosință (pentru format caseta) .
3. Instrucțiuni de folosire.

Condiții de păstrare: testul se poate păstra la temperatura camerei până la data înscrisă pe ambalaj. A se păstra ferit de lumină puternică, umezeală sau căldură.

Recoltarea și păstrarea probei:

Proba de urină poate fi recoltată oricând, într-un recipient curat sau o eprubetă pentru urină.


Proba poate fi păstrată la o temperatură de 2-8°C pentru 72 de ore, sau poate fi păstrată la -20°C pentru testarea după o perioadă mai lungă de timp. Înainte de efectuarea analizei, proba trebuie adusă la temperatura camerei.

Pentru acele probe de urină cu precipitanți se recomandă filtrarea și centrifugarea, astfel încât proba pentru testare să fie limpede.

Norme de securitate: utilizatorul acestui test trebuie să respecte toate normele de securitate prevăzute de Ministerul Sănătății și Familiei pentru cazurile în care se manipulează material potențial infectant, purtător de boli transmisibile. Nu se folosește caseta după data expirării. Nu se folosește caseta decât pentru o singură determinare.

Tehnica de lucru:

1. Scoateți caseta din ambalaj și așezați-o pe o suprafață netedă și uscată.
2. Pipetați 4 picături (**0,2mL**) din proba în godeu, însă fără ca acestea să conțină bule de aer. Nu pipetați următoarea picătură până când cea precedentă nu a fost absorbită!
3. Pentru formatul strip, introduceți testul în recipientul cu urina fără a depăși linia de maxim trasată pe strip. Țineți stripul în poziție verticală timp de 10 secunde, după care îl scoateți și îl puneți pe o suprafață absorbantă, plană.
4. Citiți rezultatele după 10 min. Nu depășiți 30 min.



Interpretarea rezultatelor: odată cu începerea desfășurării testului, o linie roz va apărea în zona de control, **C**, a ferestrei de citire – **linia de control**. Atenție! Această linie trebuie să apară la toate probele pe care le veți analiza! Dacă această linie nu apare, testul este invalid și trebuie repetat. Apariția unei linii roz în zona de test, **T**, a ferestrei de citire indică faptul că rezultatul este pozitiv.

Rezultatul pozitiv: este dat de prezența unei linii roz în fereastra de citire.

Rezultatul negativ: este dat de prezența a două linii roz în zona de control a ferestrei de citire.

Rezultatul invalid: în absența oricărei linii. Aceasta înseamnă că a avut loc o greșeală în modul de lucru sau că reactivii de testare au fost deteriorați. În acest caz trebuie refăcut testul cu o nouă casetă.

Limitele testului: deși acest test are o acuratețe foarte mare în detectarea Amfetaminei în urina, există o foarte mică rată a incidenței unor rezultate eronate. Dacă există o mică suspiciune asupra rezultatului, testul trebuie repetat (printr-o metodă superioară de analiză), folosindu-se o nouă probă de urină proaspăt recoltată. Ca și în cazul altor teste de laborator, diagnosticul trebuie interpretat după confruntarea rezultatului testului cu alte investigații și cu datele clinice.

Caracteristici:

Sensibilitate analitică. Acest test detectează prezența Amfetaminei și metabolizilor săi în urină, acesta putând fi determinat până la o concentrație egală sau mai mare de 1000 ng/mL.

Sensibilitatea relativă : 95%

Specificitate În urma unui studiu, a fost determinată reactivitatea încrucișată între compușii înrudiți amfetaminei și caseta de testare. (Tab. I) Specificitatea relativa: 97,5%.

Tabel I - Concentrație de compuși înrudiți Morfinei, ce pot da un rezultat pozitiv aproximativ egal cu cel al Morfinei.

Compuși cu structură asemanatoare	ng/ml
d-Amfetamina	1000
3,4-Metilendioximetamfetamina (MDA)	2000
d,l-Amfetamina	3000
Fentermina	5000
d-metamfetamina	50000
Efedrina	50000
Pseudofedrina	100000
3,4-Metilendioxietylmetamfetamina (MDEA)	100000
d,l-3,4-Metilendioximetamfetamina (MDMA)	100000
l-metamfetamina	100000
l-amfetamina	100000

Un alt studiu a fost făcut pentru a determina reactivități încrucișate între compușii neînrușiți cu amfetamina și caseta de testare, la concentrații mai mari decât cele găsite în mod normal în probele de urină ale consumatorilor. Nici o reactivitate nu a fost descoperită la substanțele din Tab. II.

Tabel II - Compuși testați și descoperiți a nu reacționa cu testul de Amfetamina la o concentrație de 1000 μg/ml în urină.

Acetaminofen	Ecgonina HCl	Fendimetrazina
Acid Acetilsalicilic	Ecgonina Metil Ester	Penicilina G
Amikacina	Glucosa	Pentobarbital
Amitriptilina	Histamina	d-Propoxifen
Ampicilina	Hidrocodona	Hidroclorotiazida
Arterenol	Hidromorfona	Propanol
Aspartam	Indometacin	Fenciclidina
Sulfat de Atropina	Ketoprofen	Fenobarbital
Acid Benzoic	Levorfanol	Fentermina
Benzoilecgonina HCl	D -9-THC	Fenilpropanolamina
Cafeina	11-nor-D-9-carboxy-THC-9-COOH	L-Fenilefrina
Clorfeniramina	Meperidina	Quinina
Clorpromazina HCl	Metilfenidate	Ranitidina
Cimetidina	Metadona	Salicilat de Sodiu
Codeina	Metaqalona	Triptofan
Deoxiefedrina	Morf. Glucuronida	Tetraciclina
Dextrometorfan	Sulfat de Morfina	Tetrahidrozolina
Diazepam	Oxazepam	Teofilina
Dietilpropion	Oxicodona	Tioridazina
Difenilhidantoina		Trifluoperazin
Doxilamina		Triptofan

Testarea interferenței: Urmatoarele substanțe nu interferează cu testul:

Etanol	1%
Metanol	1%
EDTA	80 mg/dl
Albumina	2,000 mg/dl
Glucosa	2,000 mg/dl
Bilirubina	1,000 μg/dl
Hemoglobina	1,000 μg/dl
PH urinei:	pH 3 –pH
Gravitate Specifică:	1.003 – 1.040

Restricții:

Acest produs este destinat utilizării doar cu probe de urină umană.

Exista posibilitatea să apară rezultate eronate datorate prezenței unor substanțe ce interferează cu urina, sau a unor factori ce nu țin de producător, cum ar fi erorile tehnice sau de procedură asociate cu testarea.

Oxidantii sau alte soluții aflate în proba de urină pot provoca un rezultat fals, de aceea trebuie folosită o noua probă în astfel de cazuri.

Anumite tratamente pot influența rezultatul testului.

Acesta este un test calitativ, nu determină cantitatea, nivelul de concentrație sau nivelul de intoxicație.